

在您的醫院管理系統 (PIMS) 發送 Catalyst 皮質醇檢測需求

我們最近新增了一個針對 Catalyst™ 生化平台的 –Catalyst™ 皮質醇檢測。因為 Catalyst 皮質醇檢測有幾種建議的流程，其中有數個流程步驟 (例如：ACTH 刺激前、後，與低劑量 Dexamethasone 抑制前、4 小時與 8 小時)，所以有幾種組合/檢查可以選擇。請遵循以下步驟以確保在您需要的時候，可以準備好進行檢測。

注意：在為 Catalyst 皮質醇檢測定價時，請留意所需的檢測次數 (顯示在下表的最右側行) 會隨流程不同而改變。

步驟 1: 在您的醫院管理系統 (PIMS) 裡應用新的 Catalyst 皮質醇套組/檢查 (如需要)。

如果您正在使用的軟體 Cornerstone™ 版本是 8.4 或之後：連結以下在灰色欄的 Catalyst 皮質醇檢查。如果設定沒有出現，請聯絡 Cornerstone 支援電話 1-800-695-2877。

如果您使用的是不同的醫院管理系統 (PIMS)：開啟、啟用或手動增加下方藍色欄的 Catalyst 皮質醇套組 (如需要)。

Cornerstone 8.4 或之後的 檢查名稱	其他 PIMS 的套組名稱 (與代碼)	使用本流程以...	所需檢測 次數
皮質醇單次靜止檢體	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇單次 - 靜止 (CortRest)	排除腎上腺皮質功能低下症	1
Cort (單次靜止) TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇單次 - Trilostane 監測 (CortSingleTM)	監測皮質醇增多症	1
Catalyst 皮質醇 ACTH 刺激	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇 ACTH 刺激檢測 (CortACTHPre+Post)	診斷腎上腺皮質功能低下症或皮質醇增多症	2
Catalyst ACTH 刺激 TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇 ACTH 刺激檢測 - Trilostane 監測 (CortTMACTHPre+Post)	監測皮質醇增多症治療	2
Catalyst 低劑量 Dex 抑制	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇低劑量 Dexamethasone 抑制檢測 (CortLDDSPre+4Hr+8Hr)	診斷皮質醇增多症	3
Catalyst 高劑量 Dex 抑制	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇高劑量 Dexamethasone 抑制檢測 (CortHDDSPre+4Hr+8Hr)	區別腦下垂體和腎上腺皮質依賴性皮質醇增多症	3
皮質醇 ACTH 後	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇 - ACTH 後 (CortPostACTH)	「皮質醇單次-靜止」結果的後續追蹤	1
皮質醇 - 其他	IDEXX VetLab Catalyst 皮質醇 - 其他 (CortOther)	其他	可能不同

步驟 2: 在您的 PIMS 發送 Catalyst 皮質醇套組/檢查需求。

在不同的 PIMS 發送檢測需求的流程可能不同 – 請參照您 PIMS 的幫助文件以獲取詳細指示。

步驟 3: 在 IDEXX VetLab Station 上開始 Catalyst 皮質醇檢測。

請遵循以下步驟以確保結果能被適當擷取，並且收到完整的判讀註解。

重要提示：如果您同時擁有 Catalyst One 分析儀與 Catalyst Dx 分析儀，並且想要獲知病患的皮質醇結果趨勢，並/或進行額外的檢測/多步驟皮質醇檢測，IDEXX 建議所有的皮質醇檢測都使用相同的檢體類型，並在相同的分析儀上進行。

用於 初次 皮質醇檢測		用於 附加 檢測/多步驟皮質醇檢測*
Catalyst One™ 生化分析儀	在 IDEXX VetLab™ Station 上開始檢測。在「選擇檢驗項目」畫面中，點選 Catalyst One ，接著點選 皮質醇 。選擇所需流程及其附加流程步驟，再依序點選 儲存 和 執行 。	處理初次檢測時選擇的所有流程，會全數出現在 IDEXX VetLab Station 主畫面的「進行中」清單。要處理下一份檢體時，請點選清單中下一項可進行的檢測項目，點選 已排入佇列 ，接著點選 開始執行 。
Catalyst Dx™ 生化分析儀	按照平常使用 IDEXX VetLab Station 執行方式啟動執行。執行結束時，找到系統提示的流程及流程步驟，然後點選 提交 。 注意： 若您選擇稍後才進入流程/流程步驟，請在「進行中」清單點選該病患，點選 新增詳情 ，然後選擇該病患的流程資訊。	若要確保額外的結果與初次結果能一起出現，並收到判讀註解： 1. 在 IDEXX VetLab Station 找到該病患的初次皮質醇檢測結果，或在主畫面上的「待驗檢體」清單中選擇適用的病患。 2. 點選 新增檢測 ，然後點選 合併新檢測結果 。 3. 在「選擇檢驗項目」畫面中，選擇 Catalyst Dx 。 4. 執行結束出現提示時，請選擇該項檢驗的流程資訊，然後點選 提交 。

*將額外檢測新增成為多步驟皮質醇檢測的一部分時，系統會依序列出最近進行的額外檢測 (最上方) 一直到初次檢測 (最下方) 結果；完整的判讀註解會隨最新結果一起出現。